

### Mode d'emploi :

Avant la première utilisation veuillez à charger l'appareil avant de l'utiliser.

Brosse à dent oscillo-rotative : un brossage dent par dent

Le brossage avec une brosse à dent de technologie oscillo rotative est différent que le brossage effectuée avec une brosse à dent classique. La brosse à dent électrique SUN Pharma Conseil est pratique et simple d'utilisation.

Conseil avant utilisation : Afin d'éviter une projection de dentifrice il est recommandé d'allumer la brosse à dent électrique SUN Pharma Conseil, une fois que cette dernière est en bouche.

L'indicateur de temps opère toutes les 30 secondes environ par un arrêt d'une seconde.

- 1- Appliquer votre dentifrice sur votre brosse ronde.
- 2- Placer la brosse ronde sur une dent afin qu'elle englobe cette dernière
- 3- Rester quelques secondes sur la dent puis passez à une suivante.
- 4- Brossez chaque dents et balayer la gencive sans exercée de pression sur la brosse.
- 5- Votre brosse à dent émettra 3 vibrations consécutives pour vous indiquer la fin du temps recommandé pour se brosser les dents.

### Nettoyage de votre appareil :

La base de chargement de votre brosse à dent ne doit pas être totalement immergée.

Le nettoyage avec un chiffon humide est suffisant.

Le manche de votre brosse à dent peut être passé sous l'eau si besoin.

Rincer votre brosse après chaque utilisation.

### Changement de brosse :

Comme dans le cas d'une brosse à dents manuelle, il faut changer les têtes de brosse à dents régulièrement : tous les 3 mois environ.

La brosse SUN Pharma Conseil est dotée de poils colorés témoin, c'est-à-dire qu'à la décoloration de ses poils, la brosse doit être changée.

SUN Pharma France – 11-15 Quai de Dion bouton – 92816 Puteaux Cedex Email :  
contact.france@sunpharma.fr – Tel : 01.41.44.44.50