

# CHEVILLERE SOFTLINE BASIC 09401

## Chevillère élastique de contention forte

Indications : Entorses bénignes de la cheville, instabilité ligamentaire (action proprioceptive), séquelles d'entorses, reprises d'activités sportives.

Caractéristiques. Maintien extra fort de la cheville grâce à la contention élastique forte. Double élasticité afin de faciliter l'enfilage. Tricotage 3D, maille micro aérée en tissus microfibre MERYL® pour un confort optimal. Talon fermé.

Composition : Microfibre MERYL® / 41%, Coton : 29%, Polyamide : 16%, Lycra® : 14%

Contre-indications, précautions d'usage :

Pour une efficacité optimum, veuillez utiliser la taille adaptée.

Méthode de pose : La pose est faite sous la responsabilité du praticien.

Tailles et prises de mesures :

Mesurer le tour de cheville juste au dessus des malléoles.

Tableau de choix des tailles :

Taille	Tour de cheville	Code ACL
1	19 - 20 cm	3401095370264
2	21 - 22 cm	3401095370325
3	23 - 24 cm	3401095370493
4	25 - 26 cm	3401095370554
5	27 - 28 cm	3401095370783

Entretien : Laver manuellement à l'eau froide avec du savon doux, puis rincer intégralement. Laisser sécher à l'air libre. Si le rinçage est insuffisant, le savon résiduel risque d'irriter la peau du patient et de détériorer le matériau.

Fabriqué par :

MARCOUX-LAFAY

Avenue du champ de foire

42130 La Bouteresse